Mantenimiento

Así se retira, se limpia y se vuelve a colocar una prótesis capilar. Sigue los 12 pasos en orden: casi todos son iguales en las dos bases y solo cambian la limpieza de la prótesis y la forma de fijarla.

01 ¿Cuál es tu base?

BASE DE SKIN

Lámina de poliuretano

Se fija con una tira y **tres capas de adhesivo líquido**.

Pasos en las páginas 2 y 3

BASE DE TUL

Malla fina y transpirable

Se fija con **tiras en la base** y una tira en el cuero cabelludo.

Pasos en las páginas 4 y 5

02 Las cinco fases

Retirada	Cuero cabelludo	Prótesis	Colocación	Acabado
Paso 1	Pasos 2 a 5	Pasos 6 y 7	Pasos 8 a 10	Pasos 11 y 12

03 Lo que vas a necesitar



System Release
Para despegar la prótesis



Film transparente
Para arrastrar residuos



Ultra Safe y toallitas
Disolvente para la piel



Champú New Dimension
Piel y prótesis



Secador
Calor medio, velocidad máxima



Disolvente Transdermal
Para limpiar la prótesis



Protector
Para el cuero cabelludo



Tiras adhesivas
Para prefijar



Adhesivo líquido
Solo para Skin



Pulverizador, sérum y cepillo esqueleto
Para el cabello



Cera y laca sin gas
Opcional, para el peinado

Mantenimiento base de Skin

Retira la prótesis, limpia el cuero cabelludo y quita los residuos de la prótesis.

BASE DE SKIN · PASOS 1 A 6

RETIRADA



01 Retirar el sistema capilar

Pulveriza **System Release** sobre la base de la prótesis para retirarla sin tirar.

CUERO CABELLUDO



02 Arrastrar los residuos

Pasa **film transparente** por el cuero cabelludo varias veces para arrastrar los restos.



03 Disolver los residuos

Pulveriza el disolvente **Ultra Safe** sobre la piel y masajea con la **toallita** varias veces.



04 Lavar con champú

Lava el cuero cabelludo **dos veces** con el champú **New Dimension**.



05 Secar el cuero cabelludo

Sécalo **al 100 %**, con el secador a velocidad máxima y calor medio.

PRÓTESIS



06 Retirar los residuos de la prótesis

Coloca **film** sobre un espejo, aplica el disolvente **Transdermal**, masajea y arrastra los restos por el film.

Mantenimiento base de Skin

Limpia la prótesis, colócala y peina.

BASE DE SKIN · PASOS 7 A 12

PRÓTESIS



07 Limpiar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Humedécela **por los dos lados**, lávala dos veces con champú **New Dimension**, cepíllala con **cepillo esqueleto** y sécala con calor medio y velocidad máxima.

COLOCACIÓN



08 Proteger el cuero cabelludo

Aplica el **protector** en el cuero cabelludo, en capa fina, y deja que se seque.



09 Prefijar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Coloca **una tira** en el cuero cabelludo y encaja la prótesis.



10 Pegar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Aplica **3 capas** de **adhesivo líquido** en total y deja que cada una se seque antes de la siguiente.

ACABADO



11 Humedecer y aplicar sérum

Humedece el cabello con agua, aplica **sérum** y cepilla con **cepillo esqueleto**.



12 Peinar

Peina con **secador**. Puedes aplicar cera y fijar con **laca sin gas**.

Mantenimiento base de Tul

Retira la prótesis, limpia el cuero cabelludo y quita los residuos de la prótesis.

BASE DE TUL · PASOS 1 A 6

RETIRADA



01 Retirar el sistema capilar

Pulveriza **System Release** sobre la base de la prótesis para retirarla sin tirar.

CUERO CABELLUDO



02 Arrastrar los residuos

Pasa **film transparente** por el cuero cabelludo varias veces para arrastrar los restos.



03 Disolver los residuos

Pulveriza el disolvente **Ultra Safe** sobre la piel y masajea con la **toallita** varias veces.



04 Lavar con champú

Lava el cuero cabelludo **dos veces** con el champú **New Dimension**.



05 Secar el cuero cabelludo

Sécalo **al 100 %**, con el secador a velocidad máxima y calor medio.

PRÓTESIS



06 Retirar los residuos de la prótesis

Coloca **film** sobre un espejo, aplica el disolvente **Transdermal**, masajea y arrastra los restos por el film.

Mantenimiento base de Tul

Limpia la prótesis, colócala y peina.

BASE DE TUL · PASOS 7 A 12

PRÓTESIS



07 Limpiar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Humedécela **por el lado de la base**, lávala dos veces con champú **New Dimension**, cepíllala con **cepillo esqueleto** y **sécala por la base**, con calor medio y velocidad máxima.

COLOCACIÓN



08 Proteger el cuero cabelludo

Aplica el **protector** en el cuero cabelludo, en capa fina, y deja que se seque.



09 Prefijar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Coloca **las tiras en la base** del sistema. Después coloca una tira en el cuero cabelludo y encaja la prótesis.



10 Pegar la prótesis

CAMBIA SEGÚN LA BASE

Retira el papel de la tira y prefija. Después **retira todos los papeles** de las tiras y pega la prótesis.

ACABADO



11 Humedecer y aplicar sérum

Humedece el cabello con agua, aplica **sérum** y cepilla con **cepillo esqueleto**.



12 Peinar

Peina con **secador**. Puedes aplicar cera y fijar con **laca sin gas**.